

Per informazioni:

ISMETT
Via E. Tricomi, 5
90127 Palermo

Telefono: 091 2192111
Fax: 091 2192369
mail@ismett.edu
www.ismett.edu



Regione Siciliana

ISMETT *Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere
Scientifico*

UPMC **LIFE
CHANGING
MEDICINE**




Struttura accreditata
Joint Commission International



Patient
safety

ISMETT *Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere
Scientifico*

PREVENIRE LA DISLOCAZIONE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE



Cari genitori, questo opuscolo è stato creato per migliorare l'assistenza ai vostri bambini che hanno posizionato temporaneamente un **Catetere Venoso Centrale**.

Il **Catetere Venoso Centrale (CVC)** è uno strumento fondamentale nella cura dei pazienti che richiedono trattamenti farmacologici e frequenti prelievi.

Quest'ultimo aspetto è ancora più amplificato in ambito pediatrico, dove può risultare molto difficoltoso un prelievo ematico o il posizionamento di un accesso venoso periferico.

Il posizionamento di un **CVC** ad un bambino avviene in anestesia generale, per questo motivo è fondamentale una gestione impeccabile sia da parte del personale sanitario specializzato, sia da parte dei genitori.

E' importante mantenere livelli di igiene ambientali elevati, insieme ad una rigorosa osservanza di norme igieniche, in quanto una potenziale infezione del sito potrebbe essere molto rischiosa per la salute del paziente.

Il bambino può vivere una condizione normale anche in presenza di un **CVC**, basta ricordare semplici aspetti:



Controlla che la medicazione sia sempre ben adesa, altrimenti chiama subito l'infermiere.



Accertati che i fili infusionali collegati al catetere venoso centrale non stiano mai in trazione.



Mantieni sempre una fascetta elastica alla testa del tuo bambino, che ha la funzione di immobilizzare i fili di infusione e alleggerire il loro peso sul punto di inserzione.



Posiziona alle mani del bimbo del cotone di germania, o dei calzini in modo da ridurre il rischio di prensione dei fili da parte del bimbo.



Chiama sempre l'infermiere per qualsiasi movimento del bambino e durante l'igiene totale.